

OSSIGENO GASSOSO - CONCENTRATORE PORTATILE DI OSSIGENO

Il concentratore è un'apparecchiatura elettromedicale che produce ossigeno ricavandolo dall'aria.

CONCENTRATORE PORTATILE: dotato di batteria necessita di una sorgente elettrica solo per la ricarica; eroga ossigeno in modalità pulsata cioè sincronizzata con la respirazione del paziente. Facilmente trasportabile con zainetto aerato, su un apposito carrellino o a spalla consente di muoversi liberamente ed effettuare attività fisica durante l'assunzione di ossigenoterapia.

NEL DETTAGLIO

1.TASTO DI ACCENSIONE E SPEGNIMENTO

2.PULSANTE

Regola la quantità di ossigeno erogata, (BOLI)

3.DISPLAY

Contiene informazioni sull'impostazione dei boli, stato dell'alimentazione, durata della batteria.

4.RACCORDO DI EROGAZIONE

Per cannule nasali e maschere facciali.

5.FILTRO D'ARIA



DA RICORDARE

- Mantenga il concentratore portatile sempre in posizione verticale.
- Eviti di utilizzare adattatori elettrici o prolunghe.
- Pulisca periodicamente il filtro dell'aria, lavandolo con acqua e lasciandolo asciugare senza esporlo ai raggi solari.
- Spolveri e pulisca regolarmente il concentratore portatile con un panno umido.

ATTENZIONE

Il concentratore di ossigeno deve essere spento e scollegato dalla corrente elettrica prima di ogni manovra di manutenzione.

OSSIGENO GASSOSO - CONCENTRATORE PORTATILE DI OSSIGENO

Come utilizzare correttamente IL CONCENTRATORE PORTATILE:

- ✓ Verifichi che la batteria sia adeguatamente carica.
- ✓ Colleghi la cannula nasale o maschera facciale al raccordo di erogazione del concentratore.
- ✓ Accenda il concentratore portatile con il tasto ON/OFF.
- ✓ Regoli l'erogazione sul numero di BOLI prescritto.
- ✓ Indossai la cannula nasale o la maschera facciale.
- ✓ Rimuova la cannula nasale o la maschera facciale al termine di utilizzo.
- ✓ Spenga il concentratore con il pulsante ON/OFF.



PULIZIA SETTIMANALE

Occorrente:

- Bacinella.
- Acqua.
- Disinfettante, va bene quello del biberon dei bambini che potrà trovare al supermercato.

Procedura:

- Prenda una bacinella e la riempia con acqua fredda e disinfettante diluito secondo le indicazioni riportate sulla confezione.
- Immerga i dispositivi (cannule nasali, maschere facciali, gorgogliatore) per il tempo indicato sulla confezione del disinfettante.
- Tolga e lasci asciugare all'aria, lontano da fonti di calore e appoggiandoli su un panno asciutto e pulito.

A cura degli infermieri del servizio di Telemedicina e degli infermieri Case Manager dell'ASST Sette Laghi