

OSSIGENO GASSOSO - CONCENTRATORE DI OSSIGENO FISSO

Il concentratore è un'apparecchiatura elettromedicale che produce ossigeno ricavandolo dall'aria.

CONCENTRATORE FISSO: funziona solo se collegato alla corrente elettrica ed eroga un flusso continuo.

NEL DETTAGLIO

1.TASTO DI ACCENSIONE E SPEGNIMENTO

2.FLUSSOMETRO

Regola la quantità di ossigeno erogata, flusso litri al minuto(l/m).

3.UMIDIFICATORE O GORGOGLIATORE

Contiene l'acqua demineralizzata necessaria per umidificare l'ossigeno erogato.

4.RACCORDO DI EROGAZIONE

Elemento a cui si raccordano cannule nasali e maschere facciali.

5.FILTRO D'ARIA



DA RICORDARE

- Eviti di utilizzare adattatori elettrici o prolunghe.
- Mantenga una distanza di almeno 15-30cm. da pareti, mobili e soprattutto da tende.
- Non posizioni il concentratore in armadi o altri ambienti ristretti e chiusi durante l'utilizzo.
- Pulisca periodicamente il filtro dell'aria, lavandolo con acqua e lasciandolo asciugare senza esporlo ai raggi solari.
- Spolveri e pulisca regolarmente il concentratore con un panno umido.

ATTENZIONE

Il concentratore di ossigeno deve essere spento e scollegato dalla corrente elettrica prima di ogni manovra di manutenzione.

OSSIGENO GASSOSO - CONCENTRATORE DI OSSIGENO FISSO

Come utilizzare correttamente il concentratore di ossigeno fisso:

- ✓ Sostituisca quotidianamente l'acqua dell'umidificatore portandola a livello indicato.
- ✓ Colleghi il cavo di alimentazione a una presa elettrica.
- ✓ Colleghi la cannula nasale o maschera facciale al raccordo di erogazione.
- ✓ Prema l'interruttore di accensione/spegnimento e attenda che si accenda la spia verde.
- ✓ Apra lentamente il flussometro ponendolo sul valore prescritto.
- ✓ Si accerti che l'acqua nell'umidificatore gorgogli e che fuoriesca l'ossigeno.
- ✓ Indossi la cannula nasale o la maschera facciale.
- ✓ Rimuova la cannula nasale o la maschera facciale al termine di utilizzo.
- ✓ Chiuda il flussometro ponendolo sul valore "0".
- ✓ Spenga premendo il tasto di accensione/spegnimento.

IMPORTANTE

Insieme al concentratore fisso le verrà consegnata anche una bombola di ossigeno gassoso da utilizzare in caso di interruzione di erogazione della corrente elettrica.

Controlli periodicamente il manometro per verificare il riempimento.

In caso di utilizzo apra il manometro e il flussometro regolandolo sul flusso prescritto.

PULIZIA SETTIMANALE

Occorrente:

- Bacinella.
- Acqua.
- Disinfettante, va bene quello del biberon dei bambini che potrà trovare al supermercato.

Procedura:

- Prenda una bacinella e la riempia con acqua fredda e disinfettante diluito secondo le indicazioni riportate sulla confezione.
- Immerga i dispositivi (cannule nasali, maschere facciali, gorgogliatore) per il tempo indicato sulla confezione del disinfettante.
- Tolga e lasci asciugare all'aria, lontano da fonti di calore e appoggiandoli su un panno asciutto e pulito.



A cura degli infermieri del servizio di Telemedicina e degli infermieri Case Manager dell'ASST Sette Laghi