

PROVA PRATICA N. 1

SOSTITUZIONE DI UN OSSIGENATORE CON POMPA ROLLER

... di seguito sono elencate, in modo disordinato, 5 fasi della procedura sopra richiamata.

IL CANDIDATO INDICHI LA SEQUENZA CRONOLOGICAMENTE CORRETTA ASSEGNANDO A CIASCUNA FASE IL GIUSTO NUMERO PROGRESSIVO (DA 1 A 5)

- Tagliare tutti gli spezzoni di tubo clampati in prossimità del clamp posto più vicino alla sezione ossigenante
- Mettere in moto la pompa in modo da spurgare il nuovo ossigenatore tenendo aperto il ricircolo e lo spurgo del filtro arterioso, riprendere lentamente la CEC fino a flusso pieno togliendo tutti i clamp
- Inserire il nuovo ossigenatore e collegare tutti gli spezzoni tagliati nella loro giusta posizione, rimuovere tutti i clamp tranne quelli della linea venosa e della linea arteriosa
- Scollegare la linea dei gas dall'ossigenatore rotto e collegarla al nuovo ossigenatore, collegare i jack del termocircolatore
- Procurarsi un nuovo ossigenatore, fermare la CEC, clampare con 2 clamp la linea venosa e la linea arteriosa

NOME E COGNOME: _____

DATA DI NASCITA: _____

FIRMA: