

OSSIGENO LIQUIDO - UNITÁ BASE

Unità base (bombolone): è un grande serbatoio dotato di ruote per lo spostamento, in cui viene conservato in FORMA REFRIGERATA l'ossigeno liquido che diventa gas al momento dell'utilizzo.

DA RICORDARE

Alla consegna dell'unità base (bombolone) il tecnico incaricato dimostrerà il suo funzionamento.

NEL DETTAGLIO

1.L'INDICATORE DI RIEMPIMENTO

Mostra la quantità di ossigeno contenuta nell'unità base.



1

2.FLUSSOMETRO

Regola la quantità di ossigeno erogata, flusso litri al minuto(l/m).



2

3.RACCORDO DI EROGAZIONE

Elemento a cui si raccordano cannule nasali e maschere facciali.



3

4.UMIDIFICATORE O GORGOLIATORE

Contiene acqua demineralizzata necessaria per umidificare l'ossigeno erogato.



4

5.MANOMETRO

Indica la pressione dell'ossigeno contenuto nell'unità base.



5

6.RACCOGLITORE CONDENSA

Contiene l'acqua di condensa creatasi durante l'utilizzo.

7.CONNETTORE DI RIEMPIMENTO

Raccordo che consente il riempimento dell'unità portatile (stroller).

8.BOTTONE RILASCIO UNITÁ PORTATILE

Consente di sganciare l'unità portatile o stroller dopo il riempimento.



7

OSSIGENO LIQUIDO - UNITÀ BASE

Come utilizzare correttamente l'unità base:

- ✓ Controlli quotidianamente l'indicatore di riempimento.
- ✓ Sostituisca quotidianamente l'acqua dell'umidificatore portandola a livello indicato.
- ✓ Colleghi la cannula nasale o maschera facciale al raccordo di erogazione dell'unità base.
- ✓ Apra lentamente il flussometro ponendolo sul valore prescritto.
- ✓ Si accerti che l'acqua nell'umidificatore gorgogli e che dal raccordo di erogazione fuoriesca l'ossigeno.
- ✓ Indossi la cannula nasale o maschera facciale.
- ✓ Al termine chiuda il flussometro ponendolo sul valore "0".
- ✓ Rimuova la cannula nasale o maschera facciale al termine dell'utilizzo.



PULIZIA SETTIMANALE

Occorrente:

- Bacinella.
- Acqua.
- Disinfettante, va bene quello del biberon dei bambini che potrà trovare al supermercato.

Procedura:

- Prenda una bacinella e la riempi con acqua fredda e disinfettante diluito secondo le indicazioni riportate sulla confezione.
- Immerga i dispositivi (cannule nasali, maschere facciali, gorgogliatore) per il tempo indicato sulla confezione del disinfettante.
- Tolga e lasci asciugare all'aria, lontano da fonti di calore e appoggiandoli su un panno asciutto e pulito.

A cura degli infermieri del servizio di Telemedicina e degli infermieri Case Manager dell'ASST Sette Laghi