

OSSIGENO LIQUIDO - UNITÁ PORTATILE (STROLLER)

Unità portatile (stroller): è un piccolo contenitore in cui viene conservato ossigeno liquido, può essere di due dimensioni in base alla quantità di ossigeno contenuta.

Viene riempito agganciandolo all'unità base.

Facilmente trasportabile a spalla, su un apposito carrellino o con uno zaino di tessuto forato, consente di muoversi liberamente ed effettuare attività

NEL DETTAGLIO

1.L'INDICATORE DI RIEMPIMENTO

Mostra la quantità di ossigeno contenuta nell'unità portatile.



1

2.FLUSSOMETRO

Regola la quantità di ossigeno erogata, flusso litri al minuto(l/m).



2

3.RACCORDO DI EROGAZIONE

Elemento a cui si raccordano cannule nasali e maschere facciali.



3

4.LEVA DI RIEMPIMENTO

Permette il riempimento dello stroller quando collegato all'unità fissa.



4

5.VALVOLA DI RACCORDO

Consente il riempimento dell'unità portatile.



5

DA RICORDARE

- Non tocchi le superfici del dispositivo visibilmente fredde o coperte da brina, potrebbero provocarle ustioni da freddo.
- Mantenga lo stroller sempre in posizione verticale.
- Se utilizzato in auto o altro mezzo di trasporto si accerti che lo stroller sia in posizione verticale e ben fermo, tenga i finestrini un pò abbassati per favorire il ricambio d'aria.
- Utilizzi sempre lo stroller fino ad esaurimento del contenuto per evitare sprechi (l'ossigeno contenuto nello stroller se non utilizzato evapora).
- Spolveri e pulisca regolarmente lo stroller con un panno umido.

OSSIGENO LIQUIDO - UNITÀ PORTATILE (STROLLER)

Come utilizzare correttamente l'unità portatile (stroller):

- ✓ Controlli l'indicatore di riempimento prima di procedere alla carica.
- ✓ Agganci la valvola di raccordo dello stroller al connettore di riempimento dell'unità base e abbassi la leva fino a completo riempimento.
- ✓ A completo riempimento chiuda la leva e sganci l'unità portatile premendo il bottone di rilascio dell'unità base. Se il distacco risultasse difficoltoso attenda il tempo necessario allo scongelamento dei raccordi.
- ✓ Verifichi l'avvenuta carica attraverso l'indicatore di riempimento.
- ✓ Colleghi la cannula nasale o maschera facciale al raccordo di erogazione dello stroller.
- ✓ Apra lentamente il flussometro ponendolo sul valore prescritto.
- ✓ Indossi la cannula nasale o maschera facciale.
- ✓ In caso di dubbio sull'effettiva erogazione immerga la cannula nell'acqua e verifichi il gorgogliamento.
- ✓ Rimuova la cannula nasale o maschera facciale al termine dell'utilizzo.
- ✓ Chiuda il flussometro ponendolo sul valore "0".



PULIZIA SETTIMANALE

Occorrente:

- Bacinella.
- Acqua.
- Disinfettante, va bene quello del biberon dei bambini che potrà trovare al supermercato.

Procedura:

Prenda una bacinella e la riempia con acqua fredda e disinfettante diluito secondo le indicazioni riportate sulla confezione.

Immerga i dispositivi (cannule nasali, maschere facciali, gorgogliatore) per il tempo indicato sulla confezione del disinfettante.

Tolga e lasci asciugare all'aria, lontano da fonti di calore e appoggiandoli su un panno asciutto e pulito.

A cura degli infermieri del servizio di Telemedicina e degli infermieri Case Manager dell'ASST Sette Laghi